

BOLA Büchnertrichter, Bohlander BOLA Buchner Funnel

Aus PTFE. 2-teilige Ausführung zerlegbar in Ober- und Unterteil für eine einfache Reinigung und Entfernung des Filterkuchens. Geeignet für Vakuumfiltrationen. Nenngrößen und Abmessungen gemäß DIN 12 905. Passend für handelsübliche Filterpapiere (nicht im Lieferumfang enthalten).

Anwendungen: Zur Abtrennung von Feststoffen aus Suspensionen.

Technische Daten:

Material:	PTFE
Temperaturbeständigkeit:	-200°C bis +250°C
Chemische Beständigkeit:	+++ universell
Autoclave:	121°
Vakuum:	tauglich

Nenngröße nach DIN	Volumen ml	für Filterpapier-Ø mm	Gesamthöhe mm	Best.-Nr.
45	50	45	94	10 17 65402
55	75	55	117	10 17 65404
70	135	70	142	10 17 65406
90	290	90	165	10 17 65408

