

Schläuche, Deutsch & Neumann Tubing

Schläuche aus Silikonkautschuk (VMQ), transparent, Härte: 60 Shore A, lebensmittel-echt, temperaturbeständig von -60 bis +200°C, kurzzeitig bis +260°C, Schlauchpumpen-geeignet.

BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, EP-Europ. Pharmacopoeia / DAB, Biokompatibilität: Cytotoxizität (USP Klasse 1-6), Hämolyse, Pyrogenität, Sensibilisierung, Dermatologische Irritation, Implantation (90 Tage) nach ISO 10993-1.

I.-Ø mm	A.-Ø mm	Wand mm	Best.-Nr.	m	VE m/Rolle
0,5	2,5	1	27 34 60061	5-20	25
1	1,8	0,4	27 34 60003	5-20	25
1	3	1	27 34 60004	5-20	25
1,5	3,5	1	27 34 60008	5-20	25
1,5	4	1,25	27 34 60068	5-20	25
2	4	1	27 34 60011	5-20	25
2	6	2	27 34 60012	5-20	25
3	5	1	27 34 60015	5-20	25
3	6	1,5	27 34 60016	5-20	25
3	7	2	27 34 60017	5-20	25
4	6	1	27 34 60019	5-20	25
4	7	1,5	27 34 60020	5-20	25
4	8	2	27 34 60021	5-20	25
5	7	1	27 34 60023	5-20	25
5	8	1,5	27 34 60024	5-20	25
5	9	2	27 34 60025	5-20	25
5	10	2,5	27 34 60085	5-20	25
6	8	1	27 34 60026	5-20	25
6	9	1,5	27 34 60027	5-20	25
6	10	2	27 34 60028	5-20	25
7	10	1,5	27 34 60029	5-20	25
7	11	2	27 34 60030	5-20	25
8	10	1	27 34 60090	5-20	25
8	11	1,5	27 34 60031	5-20	25
8	12	2	27 34 60032	5-20	25
9	13	2	27 34 60036	5-20	25
10	13	1,5	27 34 60037	5-20	25
10	14	2	27 34 60038	5-20	25
10	16	3	27 34 60040	5-20	25
12	16	2	27 34 60042	5-20	25

❗ Preis pro Meter bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Mindestbestellmenge 5 Meter und in 5-Meter-Schritten!

