

Schläuche für Gasbrenner, Deutsch & Neumann Safety Gas Hose

DVGW-Reg.-Nr. DG-4607AU2366 D&N, mit Endmuffen und Bewehrung. Für Gasbrenner nach DIN 30 665 und alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260. Betriebsdruck bis 100 mbar.

Länge m	Muffen-Ø L.W. mm	Best.-Nr.
0,50	10 +0/-1	27 34 86050
0,60	10 +0/-1	27 34 86060
0,75	10 +0/-1	27 34 86075
1,00	10 +0/-1	27 34 86100
1,25	10 +0/-1	27 34 86125
1,50	10 +0/-1	27 34 86150
2,00	10 +0/-1	27 34 86200
3,00	10 +0/-1	27 34 86300

