

Schlaucharmaturen, BÜRKLE-LaboPlast® Tubing Fittings



Schlauchverbinder aus PP und PVDF, Schlauchkupplungen aus PE. Schlauchverbinder werden benutzt, um Schläuche zu verlängern, zu verbinden, zu verzweigen, zusammenzuführen, zu reparieren usw..

Die Schlauchverbinder aus PVDF zeichnen sich durch hohe Chemikalienbeständigkeit aus, sie sind sterilisierbar, temperaturbeständig bis +160°C und für Lebensmittel geeignet.




① Winkel-Form, PP, PVDF

Schlauch I.-Ø mm	VE St./Pack	PP Best.-Nr.	PVDF Best.-Nr.
3 – 5	10	27 05 53205	10 04 51304
5 – 7	10	27 05 53210	10 04 51306
7 – 9	10	27 05 53215	10 04 51308
9 – 11	10	27 05 53220	10 04 51310
11 – 13	10	27 05 53225	10 04 51312
13 – 15	10	27 05 53230	10 04 51314




② T-Form, PP, PVDF

Schlauch Innen-Ø mm	VE St./Pack	PP Best.-Nr.	PVDF Best.-Nr.
3 – 5	10	27 05 52800	10 04 51104
5 – 7	10	27 05 52803	10 04 51106
7 – 9	10	27 05 52805	10 04 51108
9 – 11	10	27 05 52810	10 04 51110
11 – 13	10	27 05 52815	10 04 51112
13 – 15	10	27 05 52820	10 04 51114





③ Y-Form, PP, PVDF

Schlauch Innen-Ø mm	VE St./Pack	PP Best.-Nr.	PVDF Best.-Nr.
3 – 5	10	27 05 52900	10 04 51204
5 – 7	10	27 05 52903	10 04 51206
7 – 9	10	27 05 52905	10 04 51208
9 – 11	10	27 05 52907	10 04 51210
11 – 13	10	27 05 52910	10 04 51212
13 – 15	10	27 05 52915	10 04 51214



④ Kreuz-Form, PP, PVDF

Schlauch Innen-Ø mm	VE St./Pack	PP Best.-Nr.	PVDF Best.-Nr.
3 – 5	10	27 05 53105	10 04 51704
5 – 7	10	27 05 53110	10 04 51706
7 – 9	10	27 05 53115	10 04 51708
9 – 11	10	27 05 53120	10 04 51710
11 – 13	10	27 05 53125	10 04 51712
13 – 15	10	27 05 53130	10 04 51714



⑤ Tüllen gerade, PP, PVDF

Schlauch Innen-Ø mm	VE St./Pack	PP Best.-Nr.	PVDF Best.-Nr.
3 – 5	10	27 05 52605	10 04 51005
5 – 7	10	27 05 52610	10 04 51006
7 – 9	10	27 05 52615	10 04 51008
9 – 11	10	27 05 52620	10 04 51010
11 – 13	10	27 05 52625	10 04 51012
13 – 15	10	27 05 52630	10 04 51014

⑥ Tüllen konisch, PP

Schlauch I.-Ø	Best.-Nr.	VE St./Pack	Schlauch I.-Ø	Best.-Nr.	VE St./Pack
3 – 5	27 05 52250	10	9 – 12	27 05 52265	10
5 – 7	27 05 52255	10	11 – 14	27 05 52270	10
7 – 10	27 05 52260	10	13 – 15	27 05 52275	10

⑦ Tüllen reduziert, PP

Schlauch I.-Ø	Best.-Nr.	VE St./Pack	Schlauch I.-Ø	Best.-Nr.	VE St./Pack
4-8/8-12	27 05 52550	10	8-12/12-16	27 05 52560	10
4-8/12-16	27 05 52555	10			

⑧ Universal mit Schlaucholiven, PP, PVDF

Schlauch Innen-Ø mm	VE St./Pack	PP Best.-Nr.	PVDF Best.-Nr.
4 – 17	10	27 05 52400	10 04 50417



⑨ **Kupplungen mit Tüllen, PE**

Schlauch I.-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack	Schlauch I.-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
3 – 5	27 05 52350	10	9 – 12	27 05 52365	10
5 – 7	27 05 52355	10	11 – 14	27 05 52370	10
7 – 10	27 05 52360	10	13 – 16	27 05 52375	10

Sammelsurium, PP

Die Verbinder für alle Fälle. 68 der gebräuchlichsten Schlauchverbinder (Universal-, Gerade, T-Form, Y-Form, X-Form, Winkel-Form und Reduzierverbinder). Alles praktisch in einem Koffer stets griffbereit verstaut!

Artikel	Best.-Nr.
⑩ Sammelsurium	27 05 52500

