

BOLA Laborverschraubungen EX, Bohlender BOLA Laboratory Screw Joints EX

Schraubkappe aus ableitfähigem PPS-EX schwarz verstärkt mit Glasfaser, Innenteile aus ableitfähigem PTFE-EX.

Anwendungen: Verbinden von Apparaturen und Fittings mit GL-Gewinde mit hartwandigen Schläuchen oder Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall. Arretieren von in Reaktionsgefäße eingeführten Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabelzuführungen.

Technische Daten:

Material: PTFE-, PPS-EX
Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +250°C
Chemische Beständigkeit: ++ sehr gut
Druck: 10 bar
Vakuum: tauglich
Leitfähigkeit: 10^6 Ohm

für Schlauch Außen-Ø mm	Gewinde GL	Best.-Nr.
4	14	10 17 64066
6	14	10 17 64074
4	18	10 17 64146
6	18	10 17 64154
8	18	10 17 64162
10	18	10 17 64174
8	25	10 17 64262
10	25	10 17 64274
12	25	10 17 64280
14	25	10 17 64290

