

Trockenperlen, neoLab® Drying Beads

Indikator-Silikagel-Adsorbens KC-Trockenperlen® zur Feuchtigkeitskontrolle. Kugelförmiges Silikagel mit sehr hoher mechanischer Festigkeit. Schwermetallfrei und umweltverträglich. Ein sehr gut sichtbarer Farbumschlag garantiert eine deutliche Feuchtigkeitsanzeige. Der Grad der Feuchtigkeitsaufnahme wird durch einen Farbumschlag von Orange zu Farblos bei ca. 6 Gew. % Wassergehalt angezeigt. Auch danach adsorbieren die Trockenperlen noch Wasser bis zum Erreichen der maximalen Aufnahmekapazität. Im Trockenschrank können sie bei 100° bis 110°C wieder getrocknet werden und sind dann wieder verwendbar. **Korngröße:** 2 bis 5 mm

Artikel	Inhalt ml	Best.-Nr.
Trockenperlen	1000	12 01 17031
Trockenperlen	5000	12 01 17035

webcode  WW2NY014

for my lab
neoLab®

