

SICCO Trocknungsmittel, Bohlender SICCO Desiccant

Entzieht der Luft im Geräteinnern die Feuchtigkeit. Nicht höher als ca. 10 mm in der Schale aufschütten. 500 g des Trockenmittels können bis zu 16 g Luftfeuchtigkeit in 24 Stunden aufnehmen. Regenerierung bei ca. 90 bis 110°C im Ofen. Trocken und luftdicht verschlossen aufbewahren.

Silicagel mit Farbindikator von orange nach dunkelbraun bis schwarz (enthält kein Kobalt-II-Chlorid). Körnung 2,0 bis 5,0 mm, Verlust beim Trocknen $\leq 4\%$.

Typ	Gewicht g	Best.-Nr.
Flasche	360	10 17 69504
Flasche	720	10 17 69508
Kanister	8000	10 17 69512

