

Fünf-Finger Hitzeschutzhandschuhe, WINLAB® Heat Protective Gloves

Hitzeschutzhandschuhe aus Kevlar Schlingenstrick.

Innen mit Kevlarfilz unterfüttert, somit doppelte Kevlartextilschicht für besseren Schutz bei Kontakthitze.

Die Stulpe ist aus robustem Aramidgewebe gefertigt. Temperaturbeständig kurzzeitig bis 500°C. Länge 35 cm.

Artikel

Hitzeschutzhandschuhe

Best.-Nr.

36 43 00095



WW5PT052

WINLAB®

