

Destillier-Kolonnen, Rettberg Distilling Columns

① Hempel-Kolonnen, ohne Glasmantel

Für einfache Fraktionierung, mit Füllkörperträger, Borosilikatglas 3.3.

Schliff	I.-Ø	Füll-H	Best.-Nr.
NS	mm	mm	
14,5/23	15	200	13 40 65214
14,5/23	15	300	13 40 65314

Schliff	I.-Ø	Füll-H	Best.-Nr.
NS	mm	mm	
29/32	30	300	13 40 65329
29/32	30	500	13 40 65529

② Hempel-Kolonnen, mit aufgeschobenem Glasmantel

Für einfache Fraktionierung, mit Füllkörperträger, Borosilikatglas 3.3.

Schliff	I.-Ø	Füll-H	Best.-Nr.
NS	mm	mm	
14,5/23	15	200	13 40 65614
14,5/23	15	300	13 40 65714

Schliff	I.-Ø	Füll-H	Best.-Nr.
NS	mm	mm	
29/32	30	300	13 40 65829
29/32	30	500	13 40 65929

③ Vigreux-Kolonnen, mit aufgeschobenem Glasmantel

Borosilikatglas 3.3

Schliff	I.-Ø	Füll-H	Best.-Nr.
NS	mm	mm	
14,5/23	15	200	13 40 66215
14,5/23	15	300	13 40 66315

Schliff	I.-Ø	Füll-H	Best.-Nr.
NS	mm	mm	
29/32	25	300	13 40 66330
29/32	25	600	13 40 66630

