

Messpipetten, Hirschmann Graduated Pipettes

Messpipetten, mit datierter Chargenkennung, Nullpunkt oben, Klasse AS, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, bis Spitze geteilt, Hauptpunkte Ringteilung, ARGLAS®, Klarglas, nach DIN EN ISO 835, Typ 3, Graduierung und Beschriftung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe. Justiert auf EX.

Vol.	Teilung	Ablauf- zeit s	Tol. ±	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
ml	ml		ml			
0,5	0,01	4 – 10	0,006	14 71 11321	1-11	12
1	0,01	4 – 10	0,007	14 71 11327	1-11	12
1	0,1	4 – 10	0,007	14 71 11329	1-11	12
2 ¹⁾	0,01	4 – 10	0,01	14 71 11334	1-11	12
2	0,02	4 – 10	0,01	14 71 11335	1-11	12
2	0,1	4 – 10	0,01	14 71 11337	1-11	12
5	0,05	7 – 13	0,03	14 71 11348	1-11	12
5	0,1	7 – 13	0,03	14 71 11349	1-11	12
10	0,1	7 – 13	0,05	14 71 11358	1-11	12
20	0,1	11 – 17	0,1	14 71 11363	1-5	6
25	0,1	11 – 17	0,1	14 71 11366	1-5	6
50 ¹⁾	0,2	11 – 22	0,2	14 71 11373	1-5	6

❗ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

¹⁾ Zusätzlich zu DIN

Ablaufzeit: Wartezeit 5 s.

Auch mit blauer Graduierung erhältlich!



HIRSCHMANN®
webcode  **WW4ZV004**

