

Messpipetten, Hirschmann Graduated Pipettes

Messpipetten, bis Spitze geteilt, mit Schellbachstreifen, mit datierter Chargen-
nung, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, Klasse AS, Hauptpunkte Ringtei-
lung, AR-GLAS®, Klarglas, nach DIN EN ISO 835, Typ 3, Graduierung und Beschriftung in
dauerhafter blauer Keramikfarbe. Justiert auf EX. Ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopf-
ende.

Vol.	Teilung	Ablauf- zeit	Tol. ±	Best.-Nr.	St.	VE
ml	ml	s	ml			St./Pack
0,5	0,01	4 – 10	0,006	14 71 12221	1-11	12
1	0,01	4 – 10	0,007	14 71 12227	1-11	12
2	0,02	4 – 10	0,01	14 71 12235	1-11	12
5	0,05	7 – 13	0,03	14 71 12248	1-11	12
10	0,1	7 – 13	0,05	14 71 12258	1-11	12
25	0,1	11 – 17	0,1	14 71 12266	1-5	6

❗ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Ablaufzeit: Wartezeit 5 s.



HIRSCHMANN®
Webcode  **WW4ZV006**

