

Vollpipetten, Klasse AS, BRAND Bulb Pipettes, Class AS

Vollpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, 1 Marke

DE-M gekennzeichnet, mit Chargennummer und beiliegendem Chargenzertifikat.

AR-Glas®. DIN EN ISO 648. Justiert auf „Ex“ (Wartezeit 5 Sek.). Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe. Originalverpackungseinheit 6 Stück (bis 2 ml: 12 Stück), inkl. einem Chargenzertifikat.

Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.

Volumen ml	Fehlergrenze ± ml	Länge ± 10 mm	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
0,5	0,005	300	14 49 12625	1-11	12
1	0,008	300	14 49 12630	1-11	12
2	0,010	330	14 49 12638	1-11	12
2,5	0,010	330	14 49 12640	1-5	6
3	0,010	330	14 49 12643	1-5	6
4	0,015	400	14 49 12644	1-5	6
5	0,015	400	14 49 12650	1-5	6
6	0,015	400	14 49 12652	1-5	6
7	0,015	400	14 49 12653	1-5	6
8	0,020	440	14 49 12654	1-5	6
9	0,020	440	14 49 12655	1-5	6
10	0,020	440	14 49 12660	1-5	6
15	0,030	510	14 49 12662	1-5	6
20	0,030	510	14 49 12664	1-5	6
① 25	0,030	520	14 49 12669	1-5	6
30	0,030	520	14 49 12670	1-5	6
40	0,050	540	14 49 12671	1-5	6
50	0,050	540	14 49 12676	1-5	6
100	0,080	585 (±15 mm)	14 49 12680	1-5	6

① Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Vollpipetten, BLAUBRAND®, USP, Klasse AS, 1 Marke

DE-M gekennzeichnet, AR-Glas®. DIN EN ISO 648. Justiert auf „Ex“. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe. Inkl. einem USP-Chargenzertifikat. Auf Anfrage auch mit USP-Einzelzertifikat lieferbar. Verpackungseinheit 6 Stück (bis 2 ml 12 Stück).

Vol. ml	Color-Code	Fehlergrenze ± ml	Länge ± 10 mm	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
0,5	2 x schwarz	0,005	300	10 49 30601	1-11	12
1	blau	0,006	300	10 49 30602	1-11	12
2	orange	0,006	330	10 49 30603	1-11	12
3	schwarz	0,01	330	10 49 30605	1-5	6
4	2 x rot	0,01	400	10 49 30606	1-5	6
5	weiß	0,01	400	10 49 30607	1-5	6
6	2 x orange	0,01	400	10 49 30608	1-5	6
7	2 x grün	0,01	400	10 49 30609	1-5	6
8	blau	0,02	440	10 49 30610	1-5	6
9	schwarz	0,02	440	10 49 30611	1-5	6
10	rot	0,02	440	10 49 30612	1-5	6
15	grün	0,03	510	10 49 30613	1-5	6
20	gelb	0,03	510	10 49 30614	1-5	6
② 25	blau	0,03	520	10 49 30615	1-5	6
30	schwarz	0,03	520	10 49 30616	1-5	6
40	weiß	0,05	540	10 49 30617	1-5	6
50	rot	0,05	540	10 49 30618	1-5	6
100	gelb	0,08	585 (± 15 mm)	10 49 30619	1-5	6

② Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

