

Mikrozentrifugen, Thermo Scientific Micro Centrifuges



thermo scientific

Mikrozentrifugen Pico™ und Fresco™

Die Pico und Fresco Mikrozentrifugen bieten eine umfangreiche Rotorauswahl, benötigen wenig Platz und ermöglichen dank kurzer Beschleunigungs- und Bremszeiten (jeweils nur 12 Sek.) einen hohen Probendurchsatz. Das anwenderfreundliche Bedienfeld mit übersichtlichem Display erlaubt eine einfache Programmierung und der Deckel ist mit einem hörbaren „Klick“ für den kompletten Zentrifugationslauf sicher verschlossen.

Technische Daten: Pico und Fresco 17 Pico und Fresco 21

Max. RZB:	17.000 × g	21.100 × g
Max. Drehzahl:	13.300 min ⁻¹	14.800 min ⁻¹
Temperaturbereich:	-9°C bis +40°C (nur bei Fresco Modellen)	
Maße (H × B × T):	225 × 243 × 352 mm (Pico Modelle)	
	330 × 295 × 445 mm (Fresco Modelle)	
Anschluss:	230 V 50/60 Hz	



Artikel	Best.-Nr.
Mikrozentrifuge Pico 17	10 79 22410
inkl. 24 × 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal Biocontainment-Deckel	
Mikrozentrifuge Fresco 17	10 79 22420
inkl. 24 × 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal Biocontainment-Deckel	
Mikrozentrifuge Pico 17	10 79 22491
inkl. Hämatokritrotor	
Mikrozentrifuge Pico 17	10 79 22414
inkl. doppelreihigem 18 × 2,0/0,5 ml Rotor mit Schraubdeckel	
Mikrozentrifuge Fresco 17	10 79 22423
inkl. doppelreihigem 18 × 2,0/0,5 ml Rotor mit Schraubdeckel	
Mikrozentrifuge Pico 21	10 79 22415
inkl. 24 × 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal Biocontainment-Deckel	
Mikrozentrifuge Fresco 21	10 79 22425
inkl. 24 × 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal Biocontainment-Deckel	
Mikrozentrifuge Pico 21	10 79 22553
inkl. doppelreihigem 18 × 2,0/0,5 ml Rotor mit Schraubdeckel	
Mikrozentrifuge Fresco 21	10 79 22555
inkl. doppelreihigem 18 × 2,0/0,5 ml Rotor mit Schraubdeckel	
Mikrozentrifuge Pico 21	10 79 22475
inkl. 24 × 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal Biocontainment-Deckel und doppelreihigem 18 × 2,0/0,5 ml Rotor mit Schraubdeckel	
Mikrozentrifuge Fresco 21	10 79 22476
inkl. 24 × 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal Biocontainment-Deckel und doppelreihigem 18 × 2,0/0,5 ml Rotor mit Schraubdeckel	

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Rotor 24 × 1,5/2,0 ml mit ClickSeal aerosoldichtem Deckel	10 79 23424
Rotor 36 × 0,5 ml, mit Schraubdeckel	10 79 23436
Rotor 8 × 8, PCR, mit Schraubdeckel	10 79 23489
Rotor 4 × 8, PCR, mit ClickSeal aerosoldichtem Deckel	10 79 23440
Rotor 18 × 2 ml und 18 × 0,5 ml, Dual, mit Schraubdeckel	10 79 23418
Rotor 10 × 5 ml, mit ClickSeal aerosoldichtem Deckel	10 79 23465
Hämatokrit Rotor (für Pico17)	10 79 23473
Adapter für 0,5 / 0,6 ml Reaktionsgefäße	10 79 23758
Adapter für 0,25 / 0,4 ml Reaktionsgefäße	10 79 23759
Adapter für 0,2 ml PCR Reaktionsgefäße	10 79 23750

Weitere Zentrifugenmodelle für vielfältige Anwendungsbereiche finden Sie in unserem Online-Katalog durch die Eingabe des webcodes WW4HV013.

