

**Filtrieraufsatz mit PP-Trichter und 2 FKM-Dichtungen, DURAN®,
DURAN Group / IDL**
Filter Head with PP-Funnel and 2 FKM Seals, DURAN®



DURAN®-Filtrieraufsätze mit PP-Trichter und 2 FKM-Dichtungen

Filterplatten sind grundsätzlich separat zu bestellen.

Achtung: Die Filterplatte ist zwischen 2 Dichtungen zu legen.

Einfaches und sicheres Entfernen des Filtriergutes. Längere Lebensdauer der Filterplatte, da keine Beschädigung beim Ausschaben des Filtriergutes entsteht. Leichte Reinigung von beiden Seiten möglich.

Volumen ml	für Platte-Ø mm	Gewinde mm	Best.-Nr.
30	24	28	11 24 72024
250	50	54	11 24 72050
1000	90	95	11 24 72090

① **Einzelteile: DURAN®-Filtrieraufsatz mit Gewinde**

Volumen ml	Gewinde mm	Best.-Nr.
30	28	11 24 72124
250	54	11 24 72150
1000	95	11 24 72190

② **FKM- Dichtungen (Fluor-Kautschuk)**

für Platte-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
24	11 29 22024	10
50	11 29 22050	10
90	11 29 22090	10

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

③ **Filterplatten mit Glasrand**

Platten-Ø mm	Porosität	Best.-Nr.	Platten-Ø mm	Porosität	Best.-Nr.
24	1	11 25 20241	50	3	11 25 20503
24	2	11 25 20242	50	4	11 25 20504
24	3	11 25 20243	90	1	11 25 20901
24	4	11 25 20244	90	2	11 25 20902
50	1	11 25 20501	90	3	11 25 20903
50	2	11 25 20502	90	4	11 25 20904

④ **Trichter aus PP, autoklavierbar bis +140 °C**

Gewinde mm	Stiel A.-Ø mm	Best.-Nr.
28	10	11 29 22124
54	12	11 29 22150
95	18	11 29 22190

⑤ **DURAN®-Schlitzsiebplatten (Träger für Membran- und Papierfilter)**

Passend für Best.-Nr. 112472050

für Platte-Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
48	11 21 34031	10

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

