

Chromatographie-Säulen, Rettberg Chromatography Columns

Chromatographie-Säulen aus Borosilikatglas 3.3

Mit geringem Totvolumen, mit PTFE-Hahn (Bohrung 2,5 mm), mit Schliffhülse.

Ausführung A mit eingeschmolzener Glasfilterplatte Por. O

Ausführung B mit eingeschmolzener Glasfilterplatte Por. O und GL14
(ohne abgebildete Schraubkappe und Schlauch)

Schliffhülse NS	Füllhöhe ca. mm	Innen-Ø ca. mm	Ausführung ① A Best.-Nr.	② B Best.-Nr.
14,5/23	200	10	86 70 00211	10 70 00233
14,5/23	300	10	86 70 00311	10 70 00234
29/32	200	20	86 70 01211	10 70 00239
29/32	300	20	86 70 01311	10 70 00240
29/32	200	30	86 70 01321	10 70 00241
29/32	300	30	86 70 01331	10 70 00242
29/32	500	30	86 70 01351	10 70 00287
29/32	1000	30	86 70 01391	10 70 00288
45/40	750	60	10 70 00283	10 70 00235
45/40	750	70	10 70 00284	10 70 00236
45/40	750	80	10 70 00285	10 70 00237
45/40	750	90	10 70 00286	10 70 00238

Schraubkappe für Schlauch-Rohrdurchführungen aus PBT mit PTFE-Innenteil

Innen-Ø ca. mm	Gewinde	Best.-Nr.
1,6	GL 14	10 70 00221
3,2	GL 14	10 70 00421

③ Lösungsmittelbirnen für Chromatographie-Säulen aus Borosilikatglas 3.3

Volumen ml	Schliffe Kern und Hülse	Best.-Nr.
50	NS 14,5	10 70 00313
100	NS 14,5	10 70 00314
250	NS 14,5	10 70 00315
100	NS 29	10 70 00316
250	NS 29	10 70 00317
500	NS 29	10 70 00318
1000	NS 29	10 70 00319
2000	NS 45/ NS 29	10 70 00330
3000	NS 45/ NS 29	10 70 00333
4000	NS 45/ NS 29	10 70 00331
5000	NS 45/ NS 29	10 70 00332

