

Röhrchen-Racks, BRAND Tube Racks



① Röhrchen 1,2 ml, palettiert, für 96er Raster

Geeignet für biologische Tests, z.B. PCR, Zellwachstumsstudien, RIA, EIA etc. Zum Lagern, Einfrieren bis -80°C und Transportieren von Reagenzien und Proben. Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten und geeignet für das Arbeiten mit Mehrkanalpipetten.

Merkmale

- 8 × 12 Röhrchen.
- Alphanumerische Codierung der Stellplätze.
- Röhrchen und Rack aus PP sind bei 121°C autoklavierbar (2 bar), nach DIN EN 285.
- Röhrchen-Abmessung: Außen-Ø 8,8 mm, Höhe 45 mm.
- Geeignet zur Lagerung bis -80°C.
- Röhrchen-Volumen 1,2 ml (mit Deckel 1,1 ml).
- Röhrchen einzeln oder in 8er-Strips erhältlich.
- Deckel aus Polyethylen (nicht autoklavierbar).

Artikel	Material	Best.-Nr.	VE St./Pack
Rack mit 96 einzelnen Röhrchen, unsteril	PP	29 49 81500	10
Rack mit 12 8er-Strips Röhrchen, unsteril	PP	29 49 81510	10
Röhrchen, einzeln, unsteril, lose	PP	29 49 81520	960
8er-Strips Röhrchen, unsteril, lose	PP	29 49 81525	120
Deckel, einzeln, unsteril, lose	PE	29 49 81530	960
8er-Strips Deckel, unsteril, lose	PE	29 49 81535	120
Rack mit Gitter, unsteril, leer	PP	29 49 81540	10

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

② 96-Röhrchen Rack, mit 0,65 ml oder 1,2 ml Röhrchen (mit oder ohne Codierung)

Unsteril, zum Einsatz im Roboter

Röhrchen und Racks sind bei 121°C autoklavierbar (2 bar), nach DIN EN 285. Deckelmatte/-streifen (TPE) sind nicht autoklavierbar. Röhrchen, Racks und Deckel sind temperaturbeständig bis -80°C. Die Dichtigkeit der Röhrchen ist druckgeprüft. Die stapelbaren Racks im ANSI/SLAS-Format sind durch die stabile Verbindung von Trägerplatte und Rack speziell für den Einsatz mit Robotern und anderen automatisierten Dosiersystemen geeignet. Codierte Röhrchen (A1 – H12) und die für die Barcode-Etiketten geeigneten Seitenflächen der Racks erleichtern die Probenzuordnung (nicht lieferbar in den USA).

Artikel	Material	Best.-Nr.	VE St./Pack
Rack mit Deckel mit 96 codierten Röhrchen 0,65 ml	PP	10 49 81565	50
Rack mit Deckel mit 96 codierten Röhrchen 1,2 ml	PP	10 49 81566	50

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

