

neoBox-100 Aufbewahrungsbox aus PP, neoLab®
Storage Boxes neoBox-100 made of PP

Stapelbare Aufbewahrungsboxen mit 10 × 10 Fächern für Gefäße bis 12 mm Durchmesser mit einer maximalen Höhe von 46 mm wie HPLC-Vials, Kryoröhrchen, Reaktionsgefäße 1,5/2 ml.

- Dicht schließender Klappdeckel mit Scharnieren
- Deckel transparent, Unterteile in verschiedenen Farben

Material: Polypropylen, autoklavierbar bis 121°C

Maße (B × T × H): 140 × 153 × 55 mm

Artikel	Farbe	Best.-Nr.
neoBox-100	transparent	29 01 21967
neoBox-100	gelb	29 01 21935
neoBox-100	pink	29 01 21936
neoBox-100	grün	29 01 21937
neoBox-100	blau	29 01 21938
neoBox-100	orange	29 01 21940

