

BRANDplates® Streifenplatten, BRAND BRANDplates® Strip Plates

Mit den neuen Streifenplatten für immunologische Anwendungen erweitert BRAND das Sortiment an BRANDplates® Mikrotiterplatten.

BRANDplates® 96-well Streifenplatten bieten hohe Flexibilität, da nur so viele Kavitäten verwendet werden, wie benötigt. Je nach Anwendung kann zwischen Streifenplatten ohne Gitter bzw. mit Gitter gewählt werden. Die Platten sind mit hoher Bindungskapazität oder mittlerer Bindungskapazität erhältlich:

immunoGrade™

Oberfläche mit hoher Bindungskapazität (high-binding), optimiert für die Anbindung von IgG und Molekülen mit hydrophoben und hydrophilen Bereichen.

pureGrade™

Unbehandelte Oberfläche mit mittlerer Bindungskapazität (medium-binding), etwas hydrophober als immunoGrade™

Streifen-Platten ohne Gitter

12 Streifen à 8 Wells mit F-Boden. Einzelne Streifen können aus dem Rahmen entfernt und wieder eingesetzt werden. Die Streifen sind nicht teilbar.

Streifen-Platten mit Gitter

12 Streifen à 8 Wells mit F-Boden, teilbar. Einzelne Streifen sind aus der Platte entnehmbar und wieder einsetzbar. Die Streifen können in Einzelgefäße aufgetrennt und einzeln in die Rahmenplatte eingesetzt werden.

Typ	Bodenform/ Well-Vol.	Best.-Nr.	VE St./Pack
① 96-well Streifenplatte ohne Gitter, transparent, pureGrade™	F/360 µl	10 49 82300	100
② 96-well Streifenplatte mit Gitter, teilbar, transparent, pureGrade™	F/350 µl	10 49 82301	100
③ 96-well Streifenplatte ohne Gitter, transparent, immunoGrade™	F/360 µl	10 49 82305	100
② 96-well Streifenplatte mit Gitter, teilbar, transparent, immunoGrade™	F/350 µl	10 49 82306	100

PureGrade™ (medium binding) und immunoGrade™ (high binding) Standardplatten siehe Seite XXX.

