

Einmal-Kulturröhrchen, DURAN Group / IDL Disposable Culture Tubes

Einmal-Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas, Rand gerade.

A.-Ø mm	Länge mm	Vol. ml	Wandstärke mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
9,75	75	4	0,80	19 27 72018	814
10,00	75	4	0,60	19 27 72036	250
11,75	75	5	0,80	19 27 72058	550
11,75	75	6	0,55	19 27 72086	250
12,25	75	7	0,55	19 27 72096	500
12,25	75	6	0,80	19 27 72099	500
11,75	100	8	0,80	19 27 72078	550
12,25	100	9	0,80	19 27 72119	500
15,50	100	14	0,80	19 27 72148	250
15,75	100	15	0,90	19 27 72109	250
12,25	120	18	0,80	19 27 72128	250
10,00	150	8	0,80	19 27 72188	250
15,50	150	19	0,80	19 27 72198	250
15,50	160	22	0,80	19 27 72219	250

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

* Preis bezieht sich auf 100 Stück.

