

Einmal-Kulturröhrchen mit Gewinde, DURAN Group / IDL Disposable Culture Tubes with Thread

Einmal-Kulturröhrchen aus Kalk-Soda-Glas

mit DIN-Gewinde und Schraubverschluss aus PP. Mit Dichtscheibe aus TPE. Autoklavierbar.

A.-Ø mm	Länge mm	Vol. ml	Gewinde GL	Wandstärke mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
12	100	6	14	1	19 23 17511	100
16	100	12	18	1	19 23 17514	100
16	160	22	18	1	19 23 17521	100
18	180	32	18	1	19 23 17523	100

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

* Preis bezieht sich auf 100 Stück.



WWEQ2136

