

DURAN® Schikanekolben, DURAN Group / IDL DURAN® Baffled Flask

Die Schikanen im Kolben verursachen eine turbulente Strömung, vergrößern die Gasaustauschfläche und erhöhen somit den Sauerstoffeintrag (doppelt so großer Sauerstoffeintrag ggü. Standard Erlenmeyerkolben). DURAN® Schikanekolben sind geometrisch reproduzierbar, aufgrund der komplett automatisierten und maschinellen Fertigung. Die erhöhte Wandstärke gewährleistet eine ausgezeichnete mechanische Stabilität und eine lange Lebensdauer.

Der Membranverschluss mit eingeschweisster PTFE Membran ermöglicht einen reproduzierbaren Gasaustausch gegenüber anderen Verschlussmöglichkeiten wie z.B. dem Verschließen mit Watte und senkt gleichzeitig das Kontaminationsrisiko. Verschluss und Kolben sind autoklavierbar und können vielfach wieder verwendet werden. Schikanekolben mit Retrace Code (Chargenzertifikat via Internet). Temperaturbeständigkeit Membranverschluss: +140°C

Ausstattung: 4 Bodenschikanen, komplett mit Membranverschluss und Ausgießring, PP

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
DURAN® Schikanekolben, GL 45, 250 ml	10 21 18336	4
DURAN® Schikanekolben, GL 45, 500 ml	10 21 18344	4
DURAN® Schikanekolben, GL 45, 1.000 ml	10 21 15459	1

Hinweis: Schikanekolben auch ohne Membranverschluss erhältlich.

