

BIO-SILICO® Sterilstopfen, Hirschmann

BIO-SILICO® culture stoppers



HIRSCHMANN®

BIO-SILICO® Sterilstopfen sind durch ein spezielles Verfahren hergestellte Silikonstopfen, die über regelmäßige Poren verfügen und sich somit ideal für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien eignen. Die gleichmäßigen Poren und die gute Luftdurchlässigkeit machen diese Stopfen hervorragend für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen.

BIO-SILICO® Sterilstopfen besitzen eine hohe Luftdurchlässigkeit, ähnlich der von Wat-testopfen.

Typ	d ₁ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	NS	Best.-Nr.	VE St./Pack
N12	13	9	13	17	9/11	10 37 05912	10
N15	16	11	14	22	11/14	10 37 05915	10
N17	19	13	15	25	13/16	10 37 05917	10
N19	21	15	16	28	15/18	10 37 05919	10
N22	24	18	18	30	18/21	10 37 05922	10
N24	26	20	20	32	20/23	10 37 05924	10
N28	30	21	20	34	21/26	10 37 05928	10
N32	34	22	24	36	22/30	10 37 05932	10
N42	44	30	32	46	30/40	10 37 05942	10
N52	54	40	36	50	40/50	10 37 05952	10

