

Mehrzweck-Zentrifuge SuperVario-N, Funke - Dr. N. Gerber

Multi-purpose centrifuge SuperVario-N

Mehrzweck-Zentrifuge SuperVario-N

Zentrifuge für die Fettbestimmung nach Gerber, Röse-Gottlieb, Babcock und für die Bestimmung der Löslichkeit von Milchpulver (ADPI).

Eigenschaften:

- Edelstahlgehäuse
- Drehzahl programmierbar von 600 UpM bis 1130 UpM in Schritten von 10 UpM (entspricht einer g-Zahl von 77 bis 372 g, abhängig vom Rotor)
- Heizung programmierbar bis 68°C in 1°C Schritten
- Zentrifugierzeit programmierbar von 1-99 Minuten
- Automatische Sicherheits-Deckelverriegelung
- Automatische Umwuchsabschaltung
- Automatische Bremse

Technische Daten:

Anschlusswert:	230 V / 50 – 60 Hz / 1200 VA
Leergewicht:	26 kg
Gesamthöhe mit Deckel:	460 mm
Ø außen:	670 mm
Einfüllhöhe:	370 mm
Drehzahlbereich:	600 – 1130 UpM
Temperaturbereich:	Raumtemperatur bis 68°C

Artikel	Best.-Nr.
Mehrzweckzentrifuge SuperVario-N	55 42 03680

Zubehör für die Fettbestimmung nach Gerber

Artikel	Best.-Nr.
Aufsatz A	55 42 03685
für max. 36 Butyrometer-Halter	
effektiver Radius des Aufsatzes: 260 mm	
Butyrometerhalter aus Aluminium	55 42 13631

Zubehör für die Fettbestimmung nach Babcock

Artikel	Best.-Nr.
Aufsatz A	55 42 03685
für max. 18 Babcock-Halter	
effektiver Radius des Aufsatzes: 260 mm	
Babcock-Halter	55 42 13632

Zubehör für die Fettbestimmung nach Röse-Gottlieb

Artikel	Best.-Nr.
Aufsatz B	55 42 13686
für max. 8 Mojonnierrohre	
effektiver Radius des Aufsatzes: 190 mm	
(Betrieb nur unter den jeweilig geltenden Sicherheitsvorschriften möglich)	

Zubehör für die Löslichkeitsbestimmung

Artikel	Best.-Nr.
Aufsatz C	55 42 13687
für max. 6 Halter für Löslichkeitsgläser	
effektiver Radius des Aufsatzes: 190 mm	
Löslichkeitsglas (ADPI-Glas)	10 42 03634
Halter für Löslichkeitsgläser (ADPI-Gläser)	55 42 23633

