

behrotest® BSB-Mischapparaturen

behrotest® BSB-Mischapparaturen sind zuverlässig und einfach zu bedienen. Mit den passenden Zusatzgeräten - vom Verdünnungswasserbehälter mit Kühlschlange über den Umlaufthermostat bis hin zum Feindosierer für Allylthioharnstoff - lassen sich komplette Arbeitsplätze zusammenstellen. Bei Bestimmung des BSB5 nach ISO 5815-1, DIN EN 1899-1 (=DEV H 51) reduzieren sie deutlich den Personalaufwand und damit die Kosten.

Artikel	Best.-Nr.
BSB-Mischapparatur behrotest® BSB 2-N	10 48 01002
1 graduierte Mischsäule à 1 l Inhalt, integrierter, stufenlos regelbarer Magnetrührer, selbstansaugende Schlauchpumpe und Druckschalter. Dreiwege-Hahn aus PTFE für luftblasenfreie Zufuhr des Verdünnungswassers von unten.	

Artikel	Best.-Nr.
BSB-Mischapparatur behrotest® BSB 4A	80 48 01003
Wie BSB 2, jedoch halbautomatisch, mit Niveauabschaltung und Spülvorrichtung.	

Artikel	Best.-Nr.
① BSB-Mischapparatur behrotest® BSB 31-2	10 48 01004
Wie BSB 4A, jedoch mit 3 graduierten Mischsäulen à 1 l und zugehörigen Magnetrührern. Schlauchpumpe für höhere Förderleistung fest installiert.	

behrotest® Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen

Der spezielle Halskragen der Karlsruher Flaschen nimmt das Wasser auf, das durch Stopfen bzw. Elektrode verdrängt wird. Diese Konstruktion garantiert sauberes Arbeiten und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Messergebnisse nicht durch unerwünschten Sauerstoffeintrag in die Proben verfälscht werden.

Stopfengriff Länge mm	Volumen ml	Best.-Nr.
② 30	250	80 48 02030
60	250	80 48 02060
30	100	80 48 02130
60	100	80 48 02160

BSB-Flasche mit Stopfen

Artikel	Best.-Nr.
BSB-Flasche, 100 ml, NS 19, mit Glas- und Kunststoffstopfen	80 48 02200

Verdünnungswasserbehälter für BSB-Zehrungswasser

Einschließlich Belüftungseinrichtung, Niveauanzeige und Auslaufhahn, eingefärbt (Lichtschutz), weiter Deckel zum einfachen Reinigen.

Ohne Temperierschlange

Volumen l	Ø cm	Höhe cm	Best.-Nr.
30	35	50	80 48 03030
60	40	60	80 48 03060
120	50	79	80 48 03120

③ Mit Temperierschlangen (Edelstahl) und Anschlussstutzen für einen Kühlthermostaten

Volumen l	Ø cm	Höhe cm	Best.-Nr.
30	39	50	80 48 04030
60	40	65	80 48 04060
120	50	80	80 48 04120

behrotest® Umlaufthermostat zur Temperierung des BSB-Verdünnungswassers

Umlaufthermostat mit wechselseitiger Regelung zur Kühlung oder Erwärmung des BSB-Verdünnungswassers auf +20°C. Anschlussmöglichkeit für externen Temperaturfühler.

Artikel	Best.-Nr.
behrotest® Umlaufthermostat	80 48 40202

