

Laborabzug für den allgemeinen Gebrauch, Labor-Pilz/Talassi Fume Hood for General Use



WW2VA019



Standardausstattung:

- Vertikaler Frontschieber mit horizontal verschiebbaren Sicherheitsgläsern
- Elektronische Steuerung MA95FLOW mit Display, akustischem und optischem Alarm
- Mehrsprachige Bediensoftware
- Sperrvorrichtung bei Scheibenöffnung 50 cm
- Sicherheitsvorrichtung SAFETY-BLOCK des Frontschiebers gegen Herabfallen bei Seilbruch
- Auskleidung HPL, Arbeitsplatte aus Vollkeramik mit massivem Wulstrand
- Innenbeleuchtung mit LED IP65 > 400 lux
- Steckdosen IP55 230 V mit Schutzschalter

Optionales Zubehör und Individualisierungsmöglichkeiten:

- Aktivkohlefilter kombiniert für Säuren und Basen und brennbare Stoffe
- Vorrichtung für Montage interner Stativstangen aus nichtrostendem Stahl
- Airflowcontrol
- Hochresistente Innenauskleidung (Polypropylen, PVC, Edelstahl, Keramik)
- Medien: Wasser, Gas, Elektro
- Trichterbecken, Spülbecken

Weiter Abzugsmodelle auf Anfrage möglich:

- Abzug mit Wägeplatte
- Pulverabzug
- Säureabzug
- Tiefabzug
- Begehbare Abzug

Abb. mit optionalen Details

Innenmaße B x T mm	Außenmaße B x T x H mm	Außen-Höhe max. mm	Best.-Nr.
900 x 750	1045 x 830 x 2355	2750	10 47 45603
1200 x 750	1345 x 830 x 2355	2750	10 47 45605
1500 x 750	1645 x 830 x 2355	2750	10 47 45606

